

# Come far durare di più le pile degli apparecchi acustici

Gli [apparecchi acustici](#) a pila sono alimentati con batterie monouso zinco-aria. Queste batterie si attivano con l'ossigeno, vale a dire che si "accendono" una volta che il sigillo adesivo viene rimosso. Finché l'adesivo rimane al suo posto, le batterie in genere hanno una scadenza di tre anni. Una volta rimossa la protezione, la durata della batteria dipende dalle sue dimensioni, dal tipo di utilizzo, dall'umidità, dalle esigenze di amplificazione e dall'utilizzo dello streaming Bluetooth, che consuma risorse aggiuntive.

## I tipi di batterie per apparecchi acustici

Queste le principali pile utilizzate negli apparecchi acustici e la loro durata teorica:

Anche in questi apparecchi è importante distinguere il **destro** identificato dal **colore rosso** e il **sinistro** identificato dal **colore blu**, sia per la forma sia per la possibile impostazione differente. È importante inserirli bene in profondità e quando si rimuovono ricordarsi di aprire lo sportellino della pila per risparmiare la carica.



**Le pile zinco-aria** si attivano con l'ossigeno. Non rimuovere l'adesivo finché non sei pronto a utilizzare le batterie.

1. **Dopo aver rimosso** l'adesivo aspetta un minuto prima di inserire la batteria nell'apparecchio acustico. Questo le permette di attivarsi.
2. **Una volta attivate** le batterie funzionano in continuazione. Per risparmiare carica, quando togli gli apparecchi acustici di notte, apri lo sportellino della pila per allungarne la vita.
3. **La vita di una batteria** varia. Dipende dal tipo di perdita uditiva, dal tempo di utilizzo dell'apparecchio acustico e dall'età della batteria stessa.

4. **Devi ricordarti solo il colore!** Tutti i produttori di apparecchi acustici devono rispettare uno specifico codice colore per le pile. Quando devi comprare nuove pile, basta che ti ricordi il colore.
5. **Riporta le batterie usate** nel tuo centro acustico o smaltiscile nei raccoglitori dei grandi magazzini.
6. **Se rimetti l'adesivo** quando non usi l'apparecchio, per esempio di notte, puoi aumentare di poco l'autonomia.

## Gli apparecchi acustici ricaricabili

I nuovi apparecchi acustici sono sempre più ricaricabili. Non utilizzano più pile usa e getta, ma **si mettono in carica tutte le sere proprio come un cellulare**. Sono dotati di una speciale custodia nella quale si ripongono e che funziona anche da caricabatteria. In alcuni modelli ricaricabili, si possono ancora inserire batterie standard se la carica si esaurisce. A seconda delle modalità di utilizzo, dello streaming audio, gli apparecchi acustici ricaricabili sono in grado di **funzionare per tutto il giorno dopo una carica notturna**.

Gli apparecchi acustici ricaricabili sono l'ultima evoluzione della tecnologia audio protesica e i produttori sono alla continua ricerca di soluzioni sempre più avanzate per rispondere alle richieste di clienti sempre più esigenti.



Se non hai ancora fatto un esame dell'udito, ti suggeriamo di farlo. Per noi di Udilife ogni paziente ha una storia che va ascoltata, capita e valorizzata. **Sempre**. Contattaci: **Nr.Verde 800969842** - [www.udilife.it](http://www.udilife.it)